



Scheda Tecnica

Mascherina Chirurgica 3 strati - Tipo IIR monouso non sterile

Descrizione del Prodotto

Nome del Prodotto: Mascherina Chirurgica Facciale monouso

Modello: Cara.

Specifiche: 17,2 x 9,8 cm - 3 strati - elastico sottile

Tipo: Tipo II R

Standard Filtrazione: EN 14683: 2019

Efficienza filtrazione batteriologica (BFE): $\geq 98\%$

Composizione

Materiale (3 strati):

1. Superficie esterna: Polipropilene tessuto-non-tessuto 25 g/m²
2. Filtro: Polipropilene melt-blown 25 g/m²
3. Superficie interna: Polipropilene tessuto-non-tessuto 20 g/m²

Conformità:

Prodotto conforme alle disposizioni delle direttive relative ai Dispositivi Medici 93/42/CEE

Norme: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016

CE UNI EN 14683:2019

Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento a una temperatura compresa tra -20°C e +25°C con un'umidità relativa massima <80%

Shelf life: 5 anni dalla data di produzione



Packaging

Peso del prodotto: 3 gr **Peso della scatola:** 170 gr

Dimensioni Scatola da 50 pz: 19 x 10 x 12 cm

Q.tà per scatola: 50 pz (5 polybag da 10 pz)

Master Carton: 40 x 60 x 37 cm

Q.tà per Master Carton: 30 box da 50 pz - Tot. 1500 pz

Pallet: 120 x 80 x 205 cm - n. 20 Master Carton

EAN busta da 10 pz: 8055205230099

EAN box da 50 pz: 8055205230075

